

의료인전용

Adhesion Barrier Gel

Megabarry

About Megabarry

Megabarry는 유착방지 피복재로 수술 후 수술 부위 유착 형성을 방지 합니다.

Megabarry는 히알루론산(HA)을 가교 제조한 제품으로 생체 적합성이 뛰어나고, 안전하고 효과적입니다.

Megabarry는 높은 점탄성으로 흘러내림이 적고 유지력이 뛰어 납니다.

Anti-adhesion manufactured
by mixing cross-linked + non cross-linked HA

Effectivness

**Cross-Linked
Hyaluronic acid**
Can regulate duration of
anti-adhesion

Safety

Pure Hyaluronic acid
Safe, excellent
biodegradability

Utility

**High viscosity·
Elasticity**
Prevents run off and
can be applied precisely

Megabarry 임상시험

임상 목적


To analyze the efficacy and safety of hyaluronic acid(HA) cross-linked with divinyl sulfone(DVS) for the prevention of epidural fibrosis and adhesion after spine surgery.

Study Design

Randomized, multi-center, single-blinded, active-controlled clinical trial. 74pts. enrolled

대조군과의 임상결과를 통해
**Megabarry는 효과와 안전성을
검증한 유착방지제입니다.**

타제품과 비교 시 **Megabarry는
대조군과 비교하여 Scar score가
보다 낮았습니다.**¹⁾



1) Efficacy and Safety of Hyaluronic Acid Cross-linked with Divinyl Sulfone for the Prevention of Postoperative Adhesion Following Lumbar Discectomy or Posterior Decompression: A Randomized, Multi-center, Single-blinded, and Active-controlled Clinical Study ; J Korean Soc Spine Surg. 2019 May;26(S1):S1-136

Adhesion Barrier Gel

품목명	유착방지피복재
제품명	Megabarry(메가베리)
제품구성	히알루론산 20mg/ml
EDI 코드	BF0101BA
보험분류	비급여

Order Information

모델명	규격
BKAB-15, BKAB-15BC	1.5ml
BKAB-30, BKAB-30BC	3.0ml
BKAB-50, BKAB-50BC	5.0ml

판매자	에이알씨코리아(주)	서울 서초구 논현로 31길 14, 서울 미디어빌딩 3층 www.arc-korea.co.kr info@arc-korea.co.kr 02-3411-2999
제조외뢰자	뷰티풀코리아(주)	대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 B127호
제조자	바이오플러스(주)	경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 제에이-901, 902, 903, 905, 906, 907호 (상대원동, 성남 우림라이온스밸리2차)