


OssGen

OSG DBM Syringe



OssGen

OSG DBM Syringe 주요특성

01. 주사형 골이식재

- DBM과 비탈회골을 혼합
- 골 구조의 빈 공간이나 틈을 채워 대체하는 역할

03. 간단한 시술

- 주사형으로 간단히 골결손부 충전 가능



02. 형태 유지 우수

- 우수한 형태 유지 및 공간 확보성

04. 세포 부착력 우수



- 표면으로 혈관 유입 및 골세포 부착이 가능

OSG DBM Syringe 제품구성


모델명	용량 (cc)	용량 (g)
ODS 0.5	0.5cc	0.54g
ODS 1	1cc	1.08g
ODS 1.5	1.5cc	1.62g
ODS 2	2cc	2.16g
ODS 2.5	2.5cc	2.7g
ODS 3	3cc	3.23g

S대학교 동물실험 결과

NewZealandwhite rabbit (2.5 ~ 3.0kg)



Bone volume (mm³)





본사 : 대구광역시 동구 동내로 76 한국메디벤처센터 708호
기업부설연구소 : 대구광역시 동구 동내로 76 한국메디벤처센터 701호
Tel. +82-53-811-8191 Fax. +82-53-811-8192
E-mail : ossgen@naver.com